

ATS GROUP

Your industrial maintenance partner



**Prodotti per proteggere ed igienizzare
ambienti, apparecchiature e persone**



EMERGENZA COVID-19

Semimascherina igienica usa e getta

Prodotto utilizzabile in ambienti domestici, lavorativi e luoghi pubblici. Tre strati di protezione. Potere filtrante >95%. Confortevole e adatta ad ogni tipo di pelle. Non è un dispositivo medico.



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Mascherina composta nella parte filtrante da:
3 strati di tessuto non tessuto spunbonded in polipropilene.
Resistente al passaggio di liquidi ed impurità solide;
Laccetti per sostegno alle orecchie anallergici
- Taglia: Universale 17,5 x 9,5cm
 - Materiale: 3 strati: 25GSM SPP (strato 1) + 25GSM Meltbrown (strato 2) + 25GSM SPP (strato3)
 - Clip flessibile sul naso per migliorare la vestibilità

CERTIFICAZIONI:

Il CE è la dichiarazione di conformità alle norme europee relative ai dispositivi di protezione individuale: Dir 149/2001.

Semimascherina igienica TC15 lavabile

Prodotto utilizzabile in ambienti domestici, lavorativi e luoghi pubblici. Due strati di protezione. Potere filtrante >95%. Confortevole e adatta ad ogni tipo di pelle. Non è un dispositivo medico.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Mascherina composta nella parte filtrante da:
Tessuto Cotone trattato antigoccia adatto a bloccare impurità liquide e solide. Permeabilità aria 200 pa (0,002 bar)
Laccetti per sostegno alle orecchie anallergici.
- Taglia: Universale 18 x 10cm
 - Materiale: Ordito 100% Cotone - Trama 94% Cotone e 6% Lycra
 - Clip flessibile metallica sul naso per migliorare la vestibilità
 - Potere filtrante : l/dm min - 110 +/-5%

CERTIFICAZIONI:

Dichiarazione di conformità fase di autorizzazione - Decreto Legge 17 marzo 2020/18)



MICROMASK Serie MFM-T48 sterilizzabile

Prodotto utilizzabile in ambienti domestici, lavorativi e luoghi pubblici. Potere filtrante >95%. Confortevole e adatta ad ogni tipo di pelle. Non è un dispositivo medico.



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Le fascie protettive MICROMASK sono progettate e relizzate quale strumento di intervento temporaneo per la protezione delle vie respiratoria dalle polveri più sottili (porosità membrana esterna in ePTFE a 0,2 micron).
- Le MICROMASK sono prodotte in taglia unica con cuciture in pure PTFE vergine 100% e laccetti in cotone elasticizzato ad alta resistenza. Indicata per uso civile, la maschera e' lavabile o igienizzabile con soluzione alcolica al 75%.

CERTIFICAZIONI:

Dichiarazione di conformità fase di autorizzazione - Decreto Legge 17 marzo 2020/18)

Paio guanti bianchi in cotone lavabile

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Paio Guanti in cotone cuciti e candeggiati. Utilizzabile anche come sotto-guanto. Cotone di prima scelta confortevole e traspirante, antiscivolo, a prova di sudore, resistente all'usura, durevole e affidabile.
- Ambiti di utilizzo: industria, macchine di manutenzione, lavori manuali e di precisione, ecc.
- Morbido e delicato al tatto. Massimo comfort nella vestibilità. Protegge da sudore ed allergie.



STERELIZE HE

Spray disinfettante

Prodotto specialistico per controllare i valori della carica batterica su superfici e attrezzature nel settore alimentare, farmaceutico, etc.

Multiuso, consente molteplici impieghi nell'ambito civile e industriale.

Sicuro, non contiene composti classificati tossico/nocivi. Non scolora, non macchia.

Rapido, eccezionalmente attivo, si può usare su ogni superficie, non svernicia.



Gelene+

Gel igienizzante mani



La linea GELENE + è studiata per rispondere ad un bisogno specifico: l'igiene delle tue mani e la sicurezza della tua salute. La sua formula con agente antibatterico svolge un'azione di deterzione profonda assicurando la massima igiene anche fuori casa. Pratico e sicuro, gel non appiccicoso, lascia le mani lisce e profumate. Agisce in 15 Secondi

DETERGENTE IGIENIZZANTE LIQUIDO SCL

Detergente Igienizzante Sanificante per tutti i settori. Idoneo all'utilizzo su tutte le superfici lavabili. Rispetta le prescrizioni della circolare n. 5443 del 22-02-2020 del ministero della salute.

MODALITÀ D'USO

Prodotto pronto all'uso. Si applica manualmente con l'erogatore in dotazione.



DK-DOX AKTIV soluzione 3 g/l

E' una soluzione a due componenti. Attivare prima dell'uso. Stabilità del prodotto dopo l'attivazione: 6 settimane. Offriamo se necessario, data l'emergenza, il PRODOTTO GIA' ATTIVATO: Attiveremo il prodotto nel giorno del ritiro, per far si che vi arrivi già pronto senza che si debba attendere il tempo di reazione. Non esporre il prodotto attivato ai raggi UV.



Registrato come biocida:

Sanificazione delle superfici:

efficace contro germi, funghi, farine, virus e spore

Registrazione biocidi N-60700; PA2 N-60701, PA4

Settore nebulizzatori: sanificare gli ambienti, quali ad esempio: locali in genere, laboratori, stanze, container, mezzi di trasporto (persone, malati, animali e/o alimentari), serbatoi d'acqua (sanificazione interna) ecc.

Brevetto Nr.: CE EP0822920, US 6171485.

Registrato come biocida per l'acqua potabile.

Ammesso per l'acqua potabile: Germania DVGW W557, W224, W291, W624, Austria M58793

Settore acqua potabile:

sanificazione sistemi idrici ospedali, alberghi, campeggi ecc.

Registrazione biocidi gruppo PA2 N-23467 e gruppo PA5 N-23470

KIT UFFICIO

Tutto il necessario per l'igiene e la sicurezza del proprio posto di lavoro

E' stato creato per fornire al suo interno un quantitativo di prodotti sufficienti alla igienizzazione personale e del proprio posto di lavoro per almeno una settimana.

Kit composto da:

n°5 maschere facciali 2 veli in cotone lavabile/igienizzabile

n°5 paia di guanti in cotone lavabile/igienizzabile

n°1 flacone di gel mani igienizzante con antibatterico

n°1 spray igienizzante antibatterico per superfici e ambiente

Personalizzabile:

E' possibile a richiesta la personalizzazione della scatola e contenuto con:

- nome e cognome della persona a cui sarà destinato
- numerazione/giorno settimana su maschere e guanti



**ATS
GROUP**

Your industrial maintenance partner



Via Foscolo, 20
20010 Arluno (MI)
T. +39 02 97250326
F. +39 02 97250327
commerciale@gruppoats.it
www.gruppoats.it